

**TRILIPO®** – dwie technologie w jednej głowicy


Opatentowana technologia Trilipo została stworzona z myślą o specyficznych potrzebach profesjonalistów zajmujących się Medycyną Estetyczną. Łączy w sobie dwie skuteczne technologie: tri polarną falę radiową (RF) oraz innowacyjną Dynamiczną Aktywację Mięśni (DMA). Pracują one jednocześnie przy użyciu jednej głowicy, tworząc interaktywny efekt nieinwazyjnej redukcji tkanki tłuszczowej, drenażu limfatycznego oraz poprawy napięcia skóry. Trzy rozmiary głowic Trilipo – mała, średnia i duża – zapewniają aktywność zabiegów na wszystkich obszarach ciała i twarzy.

**TRILIPO – UWOLNIJ, USUŃ, WYMODELUJ – Potrójna akcja redukcji tkanki tłuszczowej**




**UWOLNIJ**

Technologia Trilipo, dla uzyskania potrójnej akcji redukcji tkanki tłuszczowej, działa jednocześnie na skórę właściwą, tłuszcz i mięśnie. Połączenie efektu Trilipo RF i Trilipo DMA skutkuje jednoczesnym podgrzaniem poziomu skóry i tkanki tłuszczowej. Energia Trilipo RF podgrzewa podskórną tkankę tłuszczową, powodując uwolnienie płynnego tłuszczu z komórek. Efekt termiczny przyspiesza naturalny metabolizm tłuszczu.



**USUŃ**

Usuwanie tłuszczu jest zwiększone dzięki jednoczesnemu stosowaniu ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz warstwy tłuszczu. Wewnątrz, Trilipo DMA powoduje skrócenie mięśni, wypychając komórki tłuszczowe do góry. Zewnętrznie, ciśnienie wywołane przez głowicę, spycha w dół komórki tłuszczowe. Wywołany efekt „ściśnięcia” powoduje drenaż tłuszczu poprzez opatentowany mechanizm drenażu limfatycznego DMA. Połączenie działania technologii Trilipo RF i DMA zwiększa cyrkulację krwi, optymalizując detoksykację i dotlenienie tkanki.




**WYMODELUJ**

Skupiona energia Trilipo RF powoduje skurcz włókien kolagenowych, co skutkuje natychmiastowym efektem napięcia. Jednocześnie podwyższenie metabolizmu fibroblastów regeneruje kolagen i powoduje długotrwały efekt ujędrnienia skóry.

**Głowica frakcyjna RF z technologią TriFractional™ – innowacyjne rozwiązanie dla lekarzy i ich pacjentów.**

Zaawansowana technologia anti-aging TriFractional oparta o fale radiowe, umożliwia głęboki, frakcyjny resurfacing skóry, jeden z najchętniej wykonywanych zabiegów w obecnych czasach. Energia TriFractional powoduje mikro uszkodzenia, wywołujące naturalny proces gojenia się, łącznie z neokolagenezą, tworząc zdrową tkankę. Po zabiegu, obszary nie poddane procedurze, działają jak centra uzdrawiające. Głowica TriFractional wyposażona jest w jednorazowe końcówki, dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pacjenta.

Energia TriFractional dostarczana jest w trzech impulsach, co umożliwia głębszą penetrację energii RF w głąb tkanki, nie przegrzewając tkanki docelowej oraz minimalizując wpływ na naskórek. Pierwszy impuls jest mikro ablatywny i powoduje minimalne nacięcia naskórka. Kolejny impuls penetruje skórę rozgrzewając tkankę, a trzeci wnika najgłębiej, rozgrzewając wewnątrz skóry właściwej. Technologia frakcyjna trzech impulsów TriFractional zapewnia wykonanie bezpiecznego i efektywnego zabiegu, przy minimalnym dyskomforcie i okresie rekonwalescencji.



**4 Poziomy 3 Technologie 1 Ekskluzywna Procedura**

System MAXIMUS jest najbardziej kompleksowym systemem anti-aging dostępnym na rynku. Poprzez połączenie kilku technologii – Trilipo RF, Trilipo DMA oraz TriFractional – daje możliwość skutecznego działania na cztery poziomy skóry: naskórek, skórę właściwą, tkankę tłuszczową i mięśnie. Maximus jest jedynym urządzeniem estetycznym na rynku, które działa na cztery poziomy skóry.


Maximus wyposażony jest w cztery głowice, by zapewnić pełną gamę zabiegów anti-aging, po które najchętniej sięgają profesjonaliści Medycyny Estetycznej. Zabiegi wykonywane tym urządzeniem są skuteczne, bezpieczne, komfortowe i łatwe do wykonania.

**TriLipo MED®- Kompleksowa Procedura Anti-Aging**

TriLipo Med jest najbardziej efektywnym zabiegiem, który powoduje odmładzanie skóry. Poprzez wykorzystanie trzech technologii- Trilipo RF + Trilipo DA + TriFractional- zabieg TriLipo MED pracuje aż na trzech warstwach skóry oraz mięśniach. TriLipo MED jest ekskluzywną procedurą anti-aging, wykonywaną wyłącznie przez system Maximus. Maximus posiada trzy głowice Trilipo w celu ułatwienia wykonywania zabiegów na dużych, średnich, małych obszarach, oraz głowica TriFractional do frakcyjnego resurfingu skóry.

Zabiegi TriLipo MED są łatwe w wykonaniu i szybkie. Kliniczne badania wskazują, że zabiegi TriLipo MED efektywnie leczą szeroką gamę problemów estetycznych.

**Obszary działania TriLipo® MED.**



**MAXIMUS- działanie**

- > Redukcja zmarszczek
- > Poprawa wyglądu blizn potrądzikowych
- > Ujędrnianie i odmładzanie skóry
- > Poprawa konturów twarzy
- > Poprawa napięcia skóry
- > Długotrwałe efekty
- > Redukcja rozstępów
- > Stretch mark improvement
- > Lifting, stonowanie oraz ujędrnianie mięśni
- > Detoksykacja i drenaż limfatyczny
- > Poprawione krążenie krwi i dotlenienie

**MAXIMUS™ - specyfikacja techniczna**

Maximus wyposażony jest w cztery głowice, różniące się wielkością dostosowaną do obszaru zabiegowego oraz rozwiązaniem technologicznym. Zabiegi wykonywane tym urządzeniem są skuteczne, bezpieczne, komfortowe i łatwe do wykonania.

Specyfikacja		
	TriLipo	TriFractional
Maksymalna moc RF	50 W	25 W
Częstotliwość fali RF	1MHz	1MHz
Rozmiar spotu	N/A	10.5mm x 10.5mm
Końcówki zabiegowe	N/A	7 x 7 Matrix
System kontroli mocy RF	Pulse width modulation (PWM)	N/A
Maksymalna energia na impuls	N/A	25 J
Czas impulsu Trilipo DMA	20-400 µs	N/A
Częstotliwość impulsu Trilipo DMA	0.78, 1.56, 3.12, 6.25; 12.5; (Hz)	N/A
Amplituda impulsu Trilipo DMA	0 – 300 mA	N/A
Dostępne programy	RF;TLPO;PULSE	Low, Med, High
Specyfikacja systemu		
Napięcie zasilające	100-240 Volt, 50-60 Hz, max 2.2A	
Waga	~22 Kg	
Wymiary	L57 x W49 x H127 cm	

**Efekty działania systemu Maximus™**

